



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Ławka do poczekalni drewniana (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- Produkcji polskiej,
- Ławka przeznaczona jest do poczekalni w miejscach użyteczności publicznej, np. w przychodni lub laboratorium,
- **Posiada widoczne ślady użytkowania,**
- **Wyposażona w:**
  - Trzy siedziska z oparciami wykonane ze sklejki, osadzone na wysokości: 46,5 cm,
  - Podłokietniki na końcach ławki,
  - Stabilną podstawę, na 4 chromowanych nogach ze stopkami,
- Wymiary:
  - Oparcie: 43 x 38 cm.
  - Siedzisko: 44 x 39 cm,
  - Ogólne: 58,5 x 174 x 83 cm,
- Waga: 22,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

