



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Cieplarka laboratoryjna ELKON (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Wbudowany cyfrowy kontroler BTC-9090:
 - Wyświetlanie wartości procesu,
 - Wyświetlanie wartości zadanej,
 - Kontrolka alarmowa,
- Maksymalna temperatura: 95° C,
- **Komora wyposażona w:**
 - 4 szt. - Uchwyty do taczek, z możliwością zawieszenia ich na 14-tu poziomach wysokości,
 - 2 szt. - Tacki sitkowe o wymiarach: 34,5 x 42 cm,
- Wymiary:
 - Komory: 40 x 45 x 37 cm,
 - Ogólne: 63 x 72 x 55,5 cm,
- Waga: 65 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

