



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Maszyna siłowa ze stosem TECHNOGYM KINESIS HIGH PULL (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji włoskiej, (2014 r.),
- **TECHNOGYM Kinesis High Pull** przeznaczona jest do wykonywania ruchów ściąających górną część ciała, w celu wzmocnienia mięśni poprawiających efektywność codziennych czynności. Została zaprojektowana z dwoma regulowanymi nakładkami rolkowymi, które służą zapewnieniu ciała trójwymiarowej stabilności podczas ruchów ciągnących, a podnóżki zapewniają użytkownikowi dodatkową stabilność, jednocześnie pozwalając na zwiększenie różnorodności ćwiczeń,
- **Specyfikacja:**
 - Technologia FullGravity to jedyna innowacyjna technologia, która pozwala użytkownikom wykonywać ruchy z oporem we wszystkich płaszczyznach ruchu,
 - Podwójny stos obciążników - każda linka kontroluje jeden, niezależny poziom oporu, co pozwala użytkownikom na bardziej efektywne wykonywanie wszystkich ruchów, w tym naprzemiennych i rewersyjnych, w oparciu o odpowiednie obciążenie dla każdej strony i celu treningowego,
 - Opatentowany system linowy obracający się o 360 stopni oznacza, że użytkownicy mogą wykonywać wszystkie ruchy bez zakłócania przedramion przez linki, w przeciwieństwie do innych tradycyjnych maszyn,
 - Kinesis pozwala na ponad 400 ćwiczeń, bezpłatnie i bez ograniczeń, które można wykonywać całkowicie samodzielnie lub w obecności Trenera Personalnego,
 - Użytkownik może natychmiast rozpocząć ćwiczenia, ponieważ ergonomiczny uchwyt jest zawsze gotowy do użycia i nie wymaga żadnych wcześniejszych ustawień ani regulacji,
 - Innowacyjny, atrakcyjny design,
 - Niezależnie skokowo regulowane obciążenie na każdą stronę co 2,5 kg w zakresie: 2,5 - 35 kg,
 - Regulowane w 6-stopniowej skali nakładki rolkowe,
- **Posiada normalne ślady użytkowania w tym drobne uszkodzenia tapicerki na siedzisku (tapicerka zostanie wymieniona na nową, w kolorze wybranym przez klienta z naszego wzornika kolorów),**
- Wymiary ogólne: 128 x 165 x 187 cm,
- Maksymalne obciążenie: 180 kg,
- Waga: 320 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

