



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Kombajn kosmetyczny GIOVANNI ELEGANTE 17w1 DIY-1001 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1000 W,
- **Kombajn GIOVANNI Elegante** to wielofunkcyjny (23 funkcje) profesjonalny i ceniony sprzęt kosmetyczny marki GIOVANNI od lat doceniany przez profesjonalnych kosmetyków, głównie z uwagi na 23 opcje zabiegowe, elegancję, design i moduły mogące pracować oddzielnie na różnych stanowiskach,
- Urządzenie można dowolnie konfigurować, wymieniać oraz co najważniejsze rozbudowywać o kolejne nowości. Wszystko to dzięki unikalnemu systemowi montażu poszczególnych szuflad,
- Zdemontowane urządzenia mogą pracować samodzielnie np. na innym stanowisku, jedno urządzenie w pełni jest w stanie obsługiwać dwa, a nawet więcej stanowisk. Bardzo duża ilość funkcji przy zachowaniu stosunkowo małych gabarytów sprawiły, że jest to wręcz doskonałe rozwiązanie dla gabinetów kosmetycznych i centrów SPA,
- **Specyfikacja:**
  - mikrodermabrazja diamentowa,
  - ultradźwięki,
  - d'arsonwal - prądy wysokiej częstotliwości,
  - peeling kawitacyjny,
  - sonoforeza,
  - mikromasaż,
  - głowica ciepło,
  - głowica zimno,
  - galwanizacja - prąd stały Anodowa,
  - galwanizacja - prąd stały Katodowa,
  - jonoforeza,
  - brushing- idealny demakijaż,
  - brushing - idealny peeling,
  - vacuum- masaż próżniowy,
  - spray - przyjemna tonizacja,
  - wapozon ze szklanym pojemnikiem,
  - ozonoterapia,
  - lampa Wooda - perfekcyjna diagnostyka cery,
  - lampa LED,
  - aromaterapia,
  - ziołolecznictwo,
  - dezynfekcja ręczników,
  - dezynfekcja narzędzi metodą UV-C,
- Menu w języku: angielskim,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
- Mobilny na czterech podwójnych kółkach w tym dwa z hamulcem,
- **W zestawie:**
  - 1 x głowica ciepło - zimno,
  - 1 x głowica elektroterapii prądami wysokich częstotliwości (**brak pelot**),
  - 1 x głowica szpatuła peelingu kawitacyjnego,
  - Lampa - lupa LED,
  - Chromoniklowy wapozon + dysza
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 170 x 50 x 50 cm,
- Waga: 48 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

