



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Łóżko porodowe HILL-ROM AFFINITY TREE P3700 (Rekondycjonowany (używany))

- Używane,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez dwa nowe wbudowane akumulatory 12 V 3 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Hill-Rom Affinity Tree** to łóżko przeznaczone do użytku dla kobiet rodzących,
- **Elektryczna regulacja łóżka za pomocą paneli sterowania pielęgniarki i pacjenta:**
 - Wysokości łóżka z materacem w zakresie: 56 - 97 cm,
 - Regulacja oparcia w zakresie 0 - 63°,
 - Regulacja wysokości segmentu stóp,
 - Napompowanie lub opróżnienie materaca w odcinku lędźwiowym oraz siedziska w celu uzyskania pewnej twardości lub miękkości,
- **Manualna regulacja:**
 - Odwodzone na boki, regulowane oraz zdejmowane podnóżki,
 - Zdejmowana sekcja stopy - w efekcie otrzymujemy fotel ginekologiczny,
 - Pozycji Trendelenburga: 8°,
- **Wyposażone w:**
 - Zdejmowany drewniany zagłówek z wbudowanymi uchwytami, które pomagają w sterowaniu i zwiększają mobilność łóżka,
 - Składane poręcze boczne wezglowia z elementami sterującymi,
 - Dźwignię CPR - dźwignia szybkiego zwalniania segmentu stosowana jest w szczególności w sytuacjach awaryjnych (np. reanimacja), umożliwia szybkie wypoziomowanie,
 - Składane uchwyty porodowe, pokryte nieporowatą, odporną na płyny pianką,
 - System wsparcia powietrznego,
 - Regulowane podkolanniki,
 - Dodatkowe gniazda akcesoriów 12 V AC (20 W) znajdują się po obu stronach łóżka,
 - Wbudowana lampka nocna - fotoczuJNIk pozwala na automatyczne oświetlenie, oświetlając centralny punkt podłogi i obszar wyjścia stóp,
 - Basen na nieczystości,
 - Odbojniki,
- Łóżko mobilne na kółkach o \varnothing 15 cm, z hamulcem centralnym,
- **W zestawie:**
 - Materac przeciwdleżynowy (posiada widoczne ślady użytkowania na pokrowcu),
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Ogólne: 229 x 99 x 92,5/129,5 cm,
 - Pozycja łóżka porodowego (obszar leżenia): dł. 198 cm, szer. 88,5 cm,
 - Pozycja fotela ginekologicznego (obszar leżenia): dł. 129 cm, szer. 87,5 cm,
- Maksymalny udźwig: 227 kg,
- Waga: 217 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

