



## Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- Rotor przeznaczony jest do ćwiczeń czynnych i samowspomaganych w obrębie kończyn dolnych, dla osób, u których nastąpi zanik siły mięśniowej bądź przykurcz spowodowany długotrwałym unieruchomieniem,
- Wykorzystywany jest także w rehabilitacji osób, które wymagają przywrócenia funkcji motorycznych oraz ponownego nauczenia prawidłowego wzorca ruchowego utraconego poprzez uszkodzenie układu neurologicznego,
- Rotor posiada regulację obciążenia za pomocą pokrętki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie go do aktualnego stanu sprawności kończyn oraz postępów w rehabilitacji,
- Rotor może być wykorzystywany w szpitalach, gabinetach rehabilitacyjnych oraz w warunkach domowych jako urządzenie do rehabilitacji i rekreacji indywidualnej,
- Stalowa rama malowana proszkowo,
- **Wyposażony w:**
  - Nasadki antypoślizgowe,
  - Opaski zapinane na rzep mocujące stopę do pedałów,
- Wymiary: 48 x 34 x 40 cm,
- Waga: 3 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

