



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Mocowanie noszy BAUS AT (Produkt nowy)**

- Nowe,
- Produkcji niemieckiej,
- Szyna wykonana ze stali nierdzewnej,
- Wyposażona w:
  - 2 punkty mocujące w przedniej części do przytwierdzenia przednich kół noszy,
  - 1 punkt mocujący w części tylnej z dźwignią do ręcznego blokowania,
- Szyna mocowana do podłogi ambulansu lub do blachy podstawy,
- **Mocowanie pasuje pod nosze:**
  - Stryker,
  - Ferno,
  - Stollenwerk,
  - Mediol,
- Wymiary ogólne:
  - Długość: 180 cm,
  - Szerokość: 26,5/38 cm,
  - Wysokość 13,6 cm,
- Waga: około 11 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

