



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Mocowanie noszy BAUS AT (Produkt nowy)

- Nowe,
- Produkcji niemieckiej,
- Szyna wykonana ze stali nierdzewnej,
- Wyposażona w:
 - 2 punkty mocujące w przedniej części do przytwierdzenia przednich kół noszy,
 - 1 punkt mocujący w części tylnej z dźwignią do ręcznego blokowania,
- Szyna mocowana do podłogi ambulansu lub do blachy podstawy,
- **Mocowanie pasuje pod nosze:**
 - Stryker,
 - Ferno,
 - Stollenwerk,
 - Mediol,
- Wymiary ogólne:
 - Długość: 180 cm,
 - Szerokość: 26,5/38 cm,
 - Wysokość 13,6 cm,
- Waga: około 11 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

