



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Videoduodenoskop PENTAX ED-3480TK (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
 - Stan techniczny: bardzo dobry,
 - Stan wizualny: bardzo dobry,
 - Produkcji japońskiej,
 - **Videoduodenoskop ED-3480TK** dostarcza - dzięki połączeniu technologii Pentax DSP i kolorowych chipów CCD wysokiej rozdzielczości - obrazy endoskopowe o doskonałej jakości pod względem rozdzielczości i reprodukcji kolorów w unikalnym rozmiarze pełnego ekranu,
 - Nadaje się do stosowania w endoskopowym badaniu pacjentów pediatrycznych i dorosłych,
 - **Specyfikacja techniczna:**
 - Długość robocza części wziernikowej: 1250 mm,
 - Minimalna głębokość ostrości: 4 mm,
 - Średnica zewnętrzna rurki wprowadzającej: 11,6 mm,
 - Średnica kanału biopsyjnego: 4,2 mm,
 - **Maksymalny kąt zgięcia końcówki:**
 - Góra: 120°,
 - Dół: 90°,
 - Prawo: 110°,
 - Lewo: 90°,
 - Kąt widzenia: 80°,
 - **Kompatybilny z:**
 - Pentax EPK-1000,
 - Pentax EPK-700,
 - Pentax EPK- i,
 - **Na zdjęciu widoczne drobne uszkodzenie endoskopu, nie zakłócające jego prawidłowej pracy,**
 - **W zestawie:**
 - Walizka Pentax,
 - Zaworki - 2 szt.,
 - Pokrywka,
 - Wymiary walizki: 16 x 59 x 43 cm,
 - Waga zestawu: 4 kg,
 - Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
 - Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
 - Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,
- OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA**

