



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Video-kolonoskop PENTAX EC-3890FK2 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- **Kolonoskop EC-3890FK2** zapewniają doskonałe obrazowanie w wysokiej rozdzielczości w pełnej linii ekonomicznych sond o ergonomicznej konstrukcji i ustalonej jakości,
- Zawiera czujniki obrazowania o wysokiej rozdzielczości z jasnym oświetleniem, aby zapewnić efektywną klarowność obrazu i wyraźne szczegóły,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Długość robocza części wzornikowej: 1500 mm,
 - Długość całkowita: 1823 mm,
 - Głębokość pola: 3 - 100 mm,
 - Średnica części roboczej: 13,2 mm,
 - Średnica kanału operacyjnego: 4,2 mm,
 - **Maksymalny kąt zgięcia końcówki:**
 - Góra: 180°,
 - Dół: 180°,
 - Prawo: 160°,
 - Lewo: 160°,
 - Kąt widzenia: 140°,
- **Kompatybilny z:**
 - EPK i5000,
 - EPK-p,
- **W zestawie:**
 - Walizka Pentax,
 - Zaworki - 2 szt.,
 - Pokrywka,
- Wymiary walizki: 16 x 59 x 43 cm,
- Waga zestawu: 4 kg,
- Kat 03,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

