



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Video-kolonoskop PENTAX EC-3890Li (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- **Kolonoskop EC-3890Li** to niezawodny endoskopów o wysokiej rozdzielczości (HD),
- Wyposażony jest w przetworniki obrazu CCD o wysokiej rozdzielczości (HD). Jakość obrazu HD zapewnia klarowność i ostrość obrazu endoskopowego, co może pomóc endoskopistom w szczegółowej wizualizacji błony śluzowej przewodu pokarmowego,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Długość robocza części wziernikowej: 1700 mm,
  - Długość całkowita: 2023 mm,
  - Minimalna głębia ostrości: 4 - 100 mm,
  - Średnica rurki wprowadzającej: 13,2 mm,
  - Średnica kanału biopsyjnego: 3,8 mm,
  - **Maksymalny kąt zgięcia końcówki:**
    - Góra: 180°,
    - Dół: 180°,
    - Prawo: 160°,
    - Lewo: 160°,
  - Kąt widzenia: 140°,
- **W zestawie:**
  - Walizka Pentax,
  - Zaworki - 2 szt.,
  - Pokrywka,
- Wymiary walizki: 16 x 59 x 43 cm,
- Waga zestawu: 4 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

### **OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA**



