



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa operacyjna FAMED FAM-LUX LO-03 i LO-05 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V / (2 x transformator 24V),
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 250 W i 400 W,
- Lampy operacyjne **FAM-LUX** są przeznaczone do oświetlenia pola operacyjnego przy zabiegach operacyjnych. Lampa zapewnia wysokie natężenie światła oraz równomierny jego rozkład na polu operacyjnym. Światło posiada wysoki współczynnik oddawania barw,
- **Specyfikacja:**
 - Połączenie pojedynczych pól świetlnych do jednego wspólnego pola,
 - Regulacja wielkości pola świetlnego,
 - Regulacja natężenia światła w zakresie 50% do 100%,
 - Możliwość regulacji czaszy w wielu płaszczyznach,
 - Ramiona wieloprzegubowe,
 - Wskaźnik oddania barw Ra: 96,
 - Temperatura barwowa: 4200 K,
 - **Intensywność światła:**
 - LO-03: 110000 lx,
 - LO-05: 150000 lx,
 - **Średnica pola operacyjnego:**
 - LO-03: 15 - 26 cm,
 - LO-05: 16 - 33 cm,
 - **Zakres działania bez konieczności ustawiania ostrości:**
 - LO-03: 70-130 cm,
 - LO-05: 60-140 cm,
 - **Źródło światła:**
 - LO-03: 3x żarówka halogenowa 22,8 V / 50W,
 - LO-05: 5x żarówka halogenowa 22,8 V / 50W,
- **W zestawie:**
 - 2x ramiona czaszy Lo-03 i Lo-05,
 - 1x ramię monitora (brak monitora w zestawie),
 - Mocowanie sufitowe,
 - 2 x transformator 24V,
 - 3x uchwyty autoklawowalne,
 - Maskownica o średnicy 60 cm,
- Wymiary:
 - 3 x ramiona obrotowe: 95cm,
 - 2 x ramiona jednoprzegubowe: 90cm,
 - 1 x ramię jednoprzegubowe: 87cm
- Waga: 122 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



