



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Cieplarka laboratoryjna ELBANTON ET 50 Hypothermie (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- Produkcji holenderskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **ELBANTON Model ET 50** to duża, pojemna i łatwa w obsłudze cieplarka laboratoryjna,
- Zakres temperatury: od temp. otoczenia do + 50°C,
- Płynna regulacja temperatury za pomocą pokrętła,
- Wbudowany termometr cyfrowy,
- Obudowa oraz komora wykonana ze stali nierdzewnej,
- Możliwość manualnej regulacji wysokości położenia szuflad oraz półki na 13 poziomach (dowolny układ),
- Regulowane przegrody szuflad (pozwalają podzielić szufladę na 3 równe komory),
- **W zestawie:**
  - Półka siatkowa,
  - Dwie szuflady siatkowe,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary:
  - Ogólne: 175 x 74 x 75 cm,
  - Komory: 52 x 75 x 49 cm
  - Półka siatkowa: 48 x 50 cm,
  - 2 x szuflada siatkowa: 49 x 45 cm,
- Waga: 150 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

