



## **Ssak medyczny przenośny DEVILBISS 7305P-U (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji: U.S.A.,
- Zasilanie: 12 V DC,
- Zasilanie awaryjne: poprzez dwa nowe wbudowane akumulatory: 6V 2,8 Ah,
- Moc: 33 W,
- **Ssak medyczny DeVilbiss 7305P-U** jest urządzeniem podciśnieniowym ssącym przeznaczonym do odsysania substancji płynnych w zastosowaniu wyłącznie medycznym,
- Umożliwia on prowadzenie procesu odsysania przy odpowiednio ustawionym ciśnieniu,
- **Zalety:**
  - Można stosować w dowolnym miejscu, nawet tam gdzie nie ma prądu,
  - Można regulować siłę odsysania,
  - Naładowana bateria umożliwia pracę przez 60 minut,
  - Lampka kontrolna informuje o konieczności naładowania baterii,
  - Standardowy pojemnik 800 ml,
  - Wytrzymała i łatwa do czyszczenia obudowa,
  - Zabezpieczenie przed przedostaniem się płynu do wnętrza pompy ssącej,
- **Parametry techniczne:**
  - Regulacja ciśnienia: 80 - 550 mmHg,
  - Przepływ: 0 - 27 L/min,
  - Poziom hałasu: 55 dB,
  - Tryb pracy: Praca przerywana: 30 minut wł., 30 minut wył.
- **W zestawie:**
  - Fabrycznie nowy pojemnik zbiorczy 800 ml wraz z wężykami,
  - Instrukcja obsługi w języku: PL, EN, ES, DE, FR, IT, NL (PDF),
  - Przewód 12 V,
- Wymiary: 22,9 x 17,8 x 20,3 cm,
- Waga: 2,9 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

