



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ssak medyczny przenośny DEVILBISS VACU-AIDE QSU 7314P-U (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: idealny,
- Produkcji: U.S.A., (2018 r.),
- Zasilanie: 12 V DC,
- Zasilanie awaryjne: poprzez dwa nowe wbudowane akumulatory: 6V 2,8 Ah,
- Moc: 33 W,
- **Ssak medyczny VacuAide QSU** jest wyjątkowo cichym urządzeniem podciśnieniowym ssącym przeznaczonym do odsysania substancji płynnych w zastosowaniu wyłącznie medycznym,
- Umożliwia on prowadzenie procesu odsysania przy odpowiednio ustawionym ciśnieniu,
- **Zalety:**
 - Bardzo cicha praca,
 - Można stosować w dowolnym miejscu, poza domem, szpitalem oraz w trakcie podróży, nawet tam, gdzie nie ma prądu,
 - Można regulować siłę odsysania,
 - Naładowana bateria umożliwia pracę przez 60 minut,
 - Lampka kontrolna informuje o konieczności naładowania baterii,
 - Standardowy pojemnik 800 ml,
 - Wytrzymała i łatwa do czyszczenia obudowa,
 - Zabezpieczenie przed przedostaniem się płynu do wnętrza pompy ssącej,
 - Praca przerywana: 30 minut wł., 30 minut wył.,
 - Prosta i wygodna obsługa,
- **Parametry techniczne:**
 - Regulacja ciśnienia: 50 - 550 mmHg,
 - Przepływ: 0 - 27 L/min,
 - Poziom hałasu: 55 dB,
- **W zestawie:**
 - Fabrycznie nowy pojemnik zbiorczy 800 ml wraz z wężykami,
 - Instrukcja obsługi w języku: PL, EN, DE, NO, SV, FI, DA, TR, EL, RU (PDF),
 - Przewód 12 V,
- Wymiary: 21,1 x 20,3 x 21,6 cm,
- Waga: 3 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

