



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Łóżko rehabilitacyjne HILL-ROM AVANTGUARD 800 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używane,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Łóżko rehabilitacyjne **HILL-ROM AvantGuard 800** łączy w sobie kliniczne doświadczenie zdobyte przez firmę Hill-Rom z przytulnym i ciepłym wyglądem, co pozytywnie wpływa na pacjenta, jego rodzinę i opiekunów. Ułatwia opiekę nad pacjentem w każdym wieku w sposób zapewniający skuteczność i bezpieczeństwo.
- **Specyfikacja:**
  - Płynna elektryczna regulacja za pomocą panelu sterującego:
    - Wysokości leża w zakresie: 36 - 73 cm,
    - Kąta oparcia: 0 - 68°,
    - Kąta segmentu uda: 0 - 28°,
    - Pozycji Trendelenburga: 0 - 12°,
    - Pozycji anty-Trendelenburga: 0 - 12°,
  - Składane poręczce boczne,
  - Uchwyty CPR po obu stronach,
  - Wyposażone w uchwyty do mocowania dodatkowego wyposażenia,
  - Wbudowana poziomica,
  - Zintegrowane przedłużenie łóżka o 18 cm,,
  - Dodatkowa wysuwana półka o obciążeniu max. 15kg
  - Blokada funkcji panelu sterującego,
- Łóżko mobilne na 4 kółkach o średnicy 10 cm z blokadą centralną oraz jazdą kierunkową,
- **Możliwość doposażenia w nowy materac przeciwodrożynowy typu Gofer (za dodatkową opłatą),**
- Wymiary:
  - Ogólne: 210 x 107 x 120 cm,
  - Leża: 205 x 95 cm,
- Maksymalny udźwig: 185 kg,
- Waga: 147 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

