



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel ginekologiczny BTL 1500 (Powystawowy (demo))**

- Nowy, powystawowy,
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji czeskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 W,
- **3 - silnikowy,**
- **BTL 1500** służy do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych oraz urologicznych,
- Tapicerka z atestem medycznym, w kolorze pomarańczowym, **posiada drobne przetarcie w segmencie pleców (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Elektryczna regulacja za pomocą pilota przewodowego:**
  - Kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie: 10° - 55°,
  - Wysokości siedziska w zakresie: 80 - 100 cm,
  - Kąta nachylenia siedziska w zakresie: 0° / +45°,
- **Fotel posiada:**
  - Zagłówek,
  - Uchwyty pacjenta,
  - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
  - Strzemiona,
  - Wysuwaną metalową misę ze stali nierdzewnej na nieczystości, o wymiarach: 13,5 x 50,5 x 15 cm,
  - Uchwyt na papier higieniczny na siedzisko,
  - Składany podnóżek o wymiarach: 29,5 x 49,5 x 19 cm,
- **W zestawie:**
  - Pilot przewodowy,
- Wymiary:
  - Segment pleców: 90 x 60 x 6 cm,
  - Segment ud: 42,5 x 61 x 6 cm,
  - Ogólne: 140 x 80 x 152 cm,
- Maksymalny udźwig: 180 kg,
- Waga: 80 kg,
- Kat 03,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

