



## Wywoływarka KODAK MEDICAL X-RAY PROCESOR 102 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50-60 Hz,
- Moc: 2.2 kWh,
- Transport filmu: Ciągły transport za pomocą wałków,
- Formaty obrabianych filmów:
  - Minimum płachty 10 x 10cm,
  - Maksimum szerokość płachty 35,8cm,
- Wydajność obróbki:
  - 24cm x 30cm: 89 filmów/godzinę,
  - 35cm x 43cm: 55 filmów/godzinę,
- Standardowy cykl przetwarzania wynosi: 105 sekund,
- Regulowana temperatura wywoływacza: 28 - 37°C,
- Zużycie wody: 1.9l/minutę podczas procesu,
- Proces antykrystalizacyjny i antyutleniający,
- Poziom hałas: 58dB(A),
- Waga: Pusta 35kg, z roztworami 50 kg,
- Gabaryt: 77cm x 59cm x 42cm (112cm na stoliku roboczym),
- Instrukcja obsługi w języku polskim (format PDF),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

