



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół diagnostyczno-zabiegowy MIDMARK PROMOTAL ALIZEO 21765-10 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: poprzez dwa nowe wbudowane akumulatory: 12 V 4,5,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 30 Watt,
- 2 - segmentowe,
- Materac wodoodporny o grubości 8 cm, z atestem medycznym, w kolorze niebieskim, **posiada delikatne przetarcia na narożnikach pokrowca**,
- Wzmocniona konstrukcja noszy,
- **Elektryczna regulacja:**
  - Wysokości leża w zakresie: 64 - 98 cm,
- **Manualna regulacja:**
  - Kąta oparcia za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: od 0 do 80°,
  - Regulacja pozycji Trendelenburga 8° i ant-Trendelenburga 14°,
  - Składane poręczce boczne,
- **Wyposażony w:**
  - Obrotowe odbojniki w narożnikach,
  - Składany teleskopowy drążek infuzyjny (2 haczyki) z regulacją wysokości w zakresie: 62 - 129 cm,
  - Składane poręczce boczne,
  - Składany uchwyt podnóżka, oraz uchwyty na końcu głowy
  - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu
  - Kosz boczny o wymiarach: 90 x 16,5 x 10 cm,
  - 5- te koło kierunkowe,
  - Duże koła o średnicy 20 cm, z centralnym hamulcem,
- Przejierne dla promieni RTG,
- Wymiary:
  - Leża: 205 x 64 cm,
  - Ogólne: 228 x 83,7 x 95/130 cm,
- Maksymalny udźwig: 200 kg,
- Waga: 129 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

