



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Tacka na akcesoria do zastawki mitralnej Mosaic MEDTRONIC T7615 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- **Taca na akcesoria Medtronic** służy do organizowania i przechowywania różnych akcesoriów, gdy nie są używane oraz do trzymania akcesoriów podczas sterylizacji. Sama tacka nie stanowi sterylnej bariery. Akcesoria i tacka muszą być umieszczone przed sterylizacją w woreczku do sterylizacji lub serwecie do sterylizacji w autoklawie,
- Dwa klipsy zabezpieczają pojemnik przed przypadkowym otwarciem,
- Wymiary: 16 x 30 x 7,7 cm,
- Waga: 0,4 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

