



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Mobilny system transferu pacjenta MAQUET TRANSMQUET (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V oraz akumulatorowe 24 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 400 VA,
- **TRANSMQUET** to mobilna jednostka która umożliwia płynne i bezpieczne przemieszczanie pacjentów na i ze stołu operacyjnego lub łóżka szpitalnego. Jest to szczególnie istotne na oddziałach urazowych lub bariatrycznych. Rozwiązanie to ma szczególnie zastosowanie w miejscach gdzie nie jest możliwe zamontowanie stacjonarnego transportera pacjenta. Jedynym warunkiem jest posiadanie wystarczającej przestrzeni do manewrowania, ale nie więcej niż jest to wymagane w przypadku konwencjonalnego łóżka szpitalnego,
- **Specyfikacja:**
  - Drążek ochrony pacjenta,
  - Samozwijający bęben kablówy,
  - Wskaźnik naładowania baterii zintegrowany z uchwytem do prowadzenia,
  - Klawiatura membranowa,
  - Mocna taśma transportowa (**posiada normalne ślady użytkowania**)
  - Płynna elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 63-105 cm,
  - Hamulec nożny (centralny oraz kierunkowy),
  - Podstawa jezdna na czterech kółkach,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
- Wymiary:
  - Ogólne: 210 x 92 x 126 cm,
  - Powierzchnia płyty transferowej: 180 x 65 cm,
- Waga: 180 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



