



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Czujnik SPO2 MASIMO LNCS NEO 2329 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji U.S.A.,
- Czujnik LNCS jest przeznaczony do stosowania z aparatami:
 - Wyposażonymi w funkcję oksymetrii Masimo SET®, I
 - Licencjonowanymi do stosowania czujników LNCS,
 - Pulsoksymetrami Nellcor lub kompatybilnymi z Nellcor, z wyjątkiem Nellcor OxiMax®,
- **Specyfikacja:**
 - Neonatalny, noworodkowy, dziecięcy,
 - Sposób zamocowania czujnika: przyklepic,
 - Dedykowany do użytku przez jednego pacjenta,
 - Sterylny,
 - Przeznaczony:
 - do 3 kg (mocowanie przylepca na nóżkę) od 40 kg (mocowanie przylepca na palec),
 - Długość kabla 45 cm,
 - Nie zawiera lateksu,
 - Wymienny przylepiec (plaster),
 - **Data ważności: 01-11-2024,**

