



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Czujnik SPO2 MASIMO LNCS NEO 2329 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji U.S.A.,
- Czujnik LNCS jest przeznaczony do stosowania z aparatami:
  - Wyposażonymi w funkcję oksymetrii Masimo SET®, I
  - Licencjonowanymi do stosowania czujników LNCS,
  - Pulsoksymetrami Nellcor lub kompatybilnymi z Nellcor, z wyjątkiem Nellcor OxiMax®,
- **Specyfikacja:**
  - Neonatalny, noworodkowy, dziecięcy,
  - Sposób zamocowania czujnika: przyklepic,
  - Dedykowany do użytku przez jednego pacjenta,
  - Sterylny,
  - Przeznaczony:
    - do 3 kg (mocowanie przylepca na nóżkę) od 40 kg (mocowanie przylepca na palec),
  - Długość kabla 45 cm,
  - Nie zawiera lateksu,
  - Wymienny przylepiec (plaster),
  - **Data ważności: 01-11-2024,**

