



Stół medyczny DR. P. K (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Stelaż stolika wykonany z metalu, malowany proszkowo w kolorze białym,
- Błat oraz półki wykonane z stali nierdzewnej,
- **Widoczne drobne ślady użytkowania,**
- **Stół wyposażony w:**
 - Górną półkę: 91 x 13,5 cm
 - Błat roboczy: 51 x 92 x 92 cm (od podłogi),
 - Dolną półkę: 43 x 84 x 3 cm,
 - Wiadro z stali nierdzewnej o pojemności 15 L, na ruchomym uchwycie,
- Mobilny, na czterech kółkach skrętnych,
- Wymiary ogólne: 54 x 95 x 138,5 cm,
- Waga: 34 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

