



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Szafka medyczna SCHMITZ (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Wyposażona w:**
 - Górny blat,
 - 2 wysuwne szuflady w tym górna grzana z regulacją temperatury,
 - 5 dużych szuflad,
 - 4 małe szuflady,
 - 2 wewnętrzne gniazda typu schuko,
- Mobilna na 4 kółkach,
- Wymiary:
 - Ogólne: 102 x 50 x 88 cm,
 - Blat: 100 x 45 cm,
 - 2 półki wysuwne: 31,5 x 41,5 cm,
 - 5 dużych szuflad: 31 x 41,5 x 10,5 cm,
 - 4 małe szuflady: 31 x 41,5 x 4 cm,
- Waga: 96 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



