



Gastrosfibroskop OLYMPUS GIF XQ-10 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: dobry - **gastrosfibroskop jest nieuszczelny**,
- Stan wizualny: dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
- Aparat nie posiada martwych punktów,
- Głębina ostrości: 3-100 mm,
- Max. Kąt zgięcia końcówki endoskopu w górę i w dół: 190°/90°,
- Max. Kąt zgięcia końcówki w prawo i lewo: 100°/100°,
- Maksymalny kąt pola widzenia: 120°,
- **W zestawie:**
 - Oryginalna walizka o wymiarach: 59 x 43 x 16 cm,
 - Zaworki,
- Wymiary:
 - Średnica zewnętrzna: 10,5 mm,
 - Średnica zewnętrzna końcówki: 9,8 mm,
 - Średnica kanału roboczego: 2,8 mm,
 - Długość robocza: 103 cm,
 - Długość całkowita: 133 cm,
- Waga zestawu: 4,1 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,

