



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Unit okulistyczny FRASTEMA KADETTO 3 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji włoskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 990 VA,
- **Unit okulistyczny FRASTEMA KADETTO 3** ułatwia codzienną pracę i pomaga zaoszczędzić przestrzeń w gabinecie lekarskim,
- **Tapicerka** z atestem medycznym w kolorze czarnym **posiada nieznaczne ślady użytkowania (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Błat o wymiarach 84 x 40 cm wyposażony w dwa gniazda DIN z manualnym przesuwem w zakresie 35cm oraz zmianą położenia wokół osi pionowej,
- Podnoszone podłokietniki ułatwiają korzystanie z fotela,
- Rozkładany podnóżek fotela dla dodatkowego podparcia stóp,
- Płynna elektryczna regulacja wysokości fotela w zakresie 55 – 75 cm (wysokość siedziska) za pomocą przycisków znajdujących się na panelu sterowania, blacie lub za pomocą załącznika nożnego,
- Możliwość obrotu fotela w zakresie: $\pm 25^\circ$,
- Regulacja kąta oparcia oraz zagłówka,
- Lampa z płynną regulacją natężenia oświetlenia,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
- **Lampa szczelinowa NIKON NS-1V:**
 - Używana,
 - Stan techniczny: bardzo dobry,
 - Stan wizualny: bardzo dobry,
 - Mikroskop: stereoskopowy,
 - Szerokość szczeliny: 0 -14 mm,
 - Regulacja długości szczeliny: 14, 10, 5, 2, 1 0,2 mm krokowo i od 12 do 1 mm bezstopniowo,
 - Powiększenie: 7,5x – 32,1x,
 - Okulary: 15x,
 - Kąt zbieżności: 12° ,
 - Regulacja dioptrii: od -8D do +6D,
 - Zmiana RC: 55 – 73mm,
 - Źródło światła: Żarówka halogenowa 12V 30W,
 - Filtry: UV (stały), niebieski, zielony, IR, neutralny,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Ogólne: 110 x 100 x 205 cm,
 - Błat: 84 x 40 cm,
- Waga: 180 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

