



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Myjka endoskopowa OLYMPUS ETD 3 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 400 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 9,2 kW,
- Przystosowana do dezynfekcji endoskopów firmy Olympus, Pentax, Fujinon,
- **Możliwość doposażenia myjki w odpowiednie przyłącza do endoskopów za dodatkową opłatą,**
- **Posiada automatyczny tryb pracy:**
  - Test szczelności,
  - Mycie,
  - Dezynfekcja,
  - Płukanie,
  - Suszenie,
- Wysoka skuteczność dezynfekcji i bezpieczeństwo systemu ETD 3 z punktu widzenia higieny,
- Zastosowany proces PAA pozwala na szybkie, skuteczne i powtarzalne unieszkodliwienie wszystkich mikroorganizmów poprzez zastosowanie dwóch płynów (pojemnik niebieski – płyn do dezynfekcji DETD, pojemnik biały – płyn do mycia CETD),
- Zintegrowana szuflada na środki chemiczne,
- Kontrola przepływu chemii procesowej,
- Wskaźnik przebiegu programu, informacje dla obsługi, komunikaty o błędach,
- Myjka umieszczona na specjalnym statywie z dwoma kółkami z tyłu,
- **W zestawie:**
  - Dwa kosze na endoskopy E601,
  - Dodatkowy kosz E604,
  - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
- Wymiary:
  - Myjki: 63 x 89,5 x 85 cm,
  - Wraz ze statywem: 69 x 89,5 x 114 cm,
- Waga zestawu: około 150 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

**OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA**

