



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Ogrzewacz pacjenta RUSCH LIFE-AIR 1000 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 120 VA,
- System terapii hipotermicznej **LIFE - AIR 1000** został opracowany w celu zmniejszenia skutków hipotermii, która jest częstym problemem podczas i po zabiegu,
- **Manualna regulacja temperatury powietrza opływającego pacjenta za pomocą przełącznika sterowania grzałka w zakresie do wyboru:**
  - 27° C
  - 32° C +/- 3° C,
  - 36° C +/- 3° C,
  - 43° C +/- 3° C,
- **Wyposażony w:**
  - Panel sterownia w języku angielskim,
  - Lampkę testową - wbudowana automatyczna sekwencja testowa sprawdzająca poprawność działania elementów grzewczych,
  - Lampkę ostrzegawczą - alarm wizualny i akustyczny zabezpieczający system przed przegrzaniem,
  - Temperature Bar Graph - wizualnie wyświetla „zakres” temperatury powietrza podawanego pacjentowi. Zapewnia operatorowi szybką wizualną kontrolę zakresu temperatur,
  - Wskaźnik zasilania,
- Niska waga ułatwia transport i przygotowanie do pracy,
- Mobilny na podwójnych kółkach,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary:
  - Ogrzewacza: 29 x 30,5 x 38/58 cm,
  - Ogólne: 53 x 53 x 75 cm,
- Waga: 15,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

