



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ogrzewacz pacjenta RUSCH LIFE-AIR 1000 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 120 VA,
- System terapii hipotermicznej **LIFE - AIR 1000** został opracowany w celu zmniejszenia skutków hipotermii, która jest częstym problemem podczas i po zabiegu,
- **Manualna regulacja temperatury powietrza opływającego pacjenta za pomocą przełącznika sterowania grzałką w zakresie do wyboru:**
 - 27° C
 - 32° C +/- 3° C,
 - 36° C +/- 3° C,
 - 43° C +/- 3° C,
- **Wyposażony w:**
 - Panel sterownia w języku angielskim,
 - Lampkę testową - wbudowana automatyczna sekwencja testowa sprawdzająca poprawność działania elementów grzewczych,
 - Lampkę ostrzegawczą - alarm wizualny i akustyczny zabezpieczający system przed przegrzaniem,
 - Temperature Bar Graph - wizualnie wyświetla „zakres” temperatury powietrza podawanego pacjentowi. Zapewnia operatorowi szybką wizualną kontrolę zakresu temperatur,
 - Wskaźnik zasilania,
- Niska waga ułatwia transport i przygotowanie do pracy,
- Mobilny na podwójnych kółkach,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary:
 - Ogrzewacza: 29 x 30,5 x 38/58 cm,
 - Ogólne: 53 x 53 x 75 cm,
- Waga: 15,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

