



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta MINDRAY VS-600 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej, (2015 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez nowy wbudowany akumulator: 11,1 V 4500 mAh,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **MINDRAY VS-600** to idealny przenośny monitor parametrów życiowych, spełniający podstawowe potrzeby kliniczne w zakresie okresowych kontroli wyrwykowych w obszarach o niskiej intensywności w szpitalu. VS-600 jest odpowiedni dla pacjentów dorosłych, pediatrycznych i noworodków i charakteryzuje się wyraźnym wyświetlaczem, prostą obsługą i doskonałą przenośnością,
- **Specyfikacja:**
 - Wyświetlacz o bardzo wysokiej rozdzielczości zapewnia jasny i wyraźny widok,
 - Ważąca mniej niż 1,7 kg jego lekka konstrukcja zapewnia wysoce mobilną funkcję monitorowania funkcji życiowych,
 - Akumulator Super Li-ion zapewnia ponad 22 godziny ciągłego monitorowania,
 - PI (wskaźnik perfuzji) zapewnia opiekunom wskazanie wiarygodności pomiaru SpO₂,
 - Zakres pomiaru SpO₂: 0-100 %,
 - Zakres pomiaru NIBP: 10-270 mmHg,
 - Zakres tętna: 40-240 bpm, 25-254 bpm, 20-300 bpm,
 - Umieszczony na mobilny stojaku z pięcioramienną podstawą wyposażoną w kółka z hamulcem,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Czujnik SpO₂ typu Nellcor,
 - Mankiet do pomiaru ciśnienia 25-34 cm,
- Wymiary:
 - Ogólne: 52 x 50 x 130 cm,
 - Monitor: 12 x 13 x 29 cm,
- Waga: 4,5 kg
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

