



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wózek endoskopowy TECH-MED G-003 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- **Stolik Tech-med** służy głównie do przewożenia aparatury medycznej, oraz aparatów do fizykoterapii, ale sprawdzi się również w porządkowaniu narzędzi, leków i oprzyrządowania w gabinetach zabiegowych, ośrodkach zdrowia, szpitalach, laboratoriach itp.,
- Jest stabilny i wytrzymały, konstrukcja oparta jest na wytrzymałej ramie, a wykonane ze stali nierdzewnej półki są łatwe do utrzymania w czystości, odporne na uszkodzenia oraz działanie środków czyszczących,
- **Stolik posiada:**
 - Trzy blaty do ustawienia aparatów medycznych o wymiarach: 28,5 x 44 cm,
 - Dwie szuflady na akcesoria o wymiarach: 39,5 x 37 x 6,5 cm, zamontowane na stelażu z zamkniętych profili aluminiowych,
 - Chromowane pałąki na blatach zabezpieczające aparaty przed zsunięciem,
 - Listwę zasilającą z pięcioma gniazdami,
 - Regulowany wieszak na kroplówkę,
 - Regulowany wieszak endoskopu,
 - W obu profilach stelaża znajdują się wewnętrzne kanały montażowe umożliwiające regulację położenia blatów i szuflad i innego wyposażenia stolika,
 - Cztery kółka ułatwiające mobilność, w tym dwa przednie z hamulcami,
- Wymiar ogólne: 31 x 54,5 x 100 /156 cm,
- Waga: 19 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

