



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Stojak na kroplówki SCHMITZ (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Przeznaczony do zawieszania pojemników z płynami do podawania dożylnego u pacjentów,
- Stojak wykonany z chromowanych stalowych rurek,
- Budowa teleskopowa umożliwiającą łatwą manualną regulację wysokości w zakresie: 120 - 213 cm,
- Wyposażony w wieszak z 4 haczykami oraz uchwyt z pojemnikiem na skropliny,
- Mobilny na 5 - ramiennej podstawie jezdnej z podwójnymi kółkami w tym dwa z hamulcem,
- Wymiary:
  - Wysokość maksymalna: 215 cm,
  - Średnica podstawy: 61 cm,
- Waga: 4 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

