



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Kaseta sterylizacyjna SCICAN do autoklawu STATIM 7000 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji kanadyjskiej,
- Kaseta sterylizacyjna przeznaczona do autoklawu STATIM 7000,
- Rączka kasety jest w kolorze zielonym.
- Wymiary:
  - Wewnętrzne: 34 x 22 x 6,5 cm,
  - Ogólne: 49 cm x 25 cm x 8 cm,
- Pojemność: 6,3 L,
- Waga: 3,5 kg,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

