



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Łóżko szpitalne (OIOM) HILL-ROM HR 900 (Rekondycjonowany (używany))

- Używane,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory: 12 V / 1,3 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 VA,
- **Hill-Rom 900** jest wielofunkcyjnym łóżkiem szpitalnym zaprojektowanym z myślą o potrzebach całego zespołu medycznego,
- Ze względu na swoje funkcje przeznaczone jest do stosowania nie tylko w opiece ogólnej, ale również pooperacyjnej i na oddziale OIOM,
- Ułatwia korzystanie z urządzeń monitorujących funkcje życiowe oraz transport pacjenta,
- Posiada przyciski do selektywnej blokady funkcji umieszczone po obu stronach łóżka,
- **Płynna, elektryczna regulacja za pomocą pilota przewodowego:**
 - Wysokości leża w zakresie: 40 - 78 mm (z materacem 57 - 95),
 - Kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie: 0 - 65°,
 - Pozycja Trendelenburga oraz anty - Trendelenburga: + 17 / - 17°,
 - Kąta nachylenia segmentu ud: 28°,
 - Kąta nachylenia segmentu stóp: - 3° do - 22°,
 - Pozycja krzesła - EasyChair - wygodna i ergonomiczna pozycja siedząca,
 - Pozycja zero „0” - najniższe i najbezpieczniejsze położenie pacjenta,
 - Inteligentny Auto Contour
- **Wyposażony w:**
 - Bezpieczne, składane, długie barierki boczne z kolorowymi odbojnikami,
 - Wskaźnik kąta nachylenia LINE-OF-SITE segmentu pleców, oraz w pozycji Trendelenburga i anty - Trendelenburga,
 - Regulowane klamry obejmujące materac (90 - 85 - 80 cm),
 - Uchwyty na akcesoria (worki drenażowe, worki na mocz itp.), po obu stronach łóżka,
 - Obustronne dźwignie do manualnego CPR,
 - Boczne panele sterownia po obu stronach łóżka z blokowaniem/odblokowaniem poszczególnych funkcji,
 - Sterownik dla pacjenta oznaczony wyraźnymi symbolami graficznymi zapewniającymi intuicyjną obsługę wszystkich jego funkcji,
 - Zdejmowane szczyty głowy oraz nóg, wyposażone w blokady, zapewniające stabilność przy transporcie,
 - Zintegrowane przedłużenie leża jednym ruchem pozwala na regulację jego długości w zakresie 20 cm (cztery pozycje: 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm) w zależności od zapotrzebowania,
 - Półka na pościel umożliwia wygodne umiejscowienie pościeli przy ścieleniu łóżka, zapobiegając odkładaniu jej na podłogę, usprawniając pracę i higienę (bezpieczne obciążenie robocze 15 kg),
 - Inteligentne podświetlenie nocne (światło pomarańczowe) z wskaźnikiem najniższej pozycji (światło zielone),
 - 4 miejsca na kroplówkę w każdym narożniku łóżka,
 - 4 narożne odbojniki,
 - Alarm blokady hamulców,
 - Hamulec centralny,
- Przezierność X-RAY,
- Mobilny, na 4 kołach o \varnothing 15 cm, oraz dodatkowe samosterujące piąte koło,
- **W zestawie:**
 - Materac przeciwdleżynowy Arjo Pentaflex, na pokrowcu widoczne plamki,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
- Wymiary:
 - Materaca: 87 x 197 x 17 cm,
 - Ogólne: 102 x 215 x 88,5/126 cm,
- Udźwig:
 - Bezpieczny: 185 kg,
 - Maksymalny: 220 kg,
- Waga: 153 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGŁĄDOWE ŁÓŻKA

