



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ssak chirurgiczny CHEIRON VICTORIA II THORAX (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji czeskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 110 VA,
- **Cheiron Victoria II Thorax** został zaprojektowany do codziennego użytku, a także do drenażu klatki piersiowej i jamy brzusznej oraz intensywnej terapii. System może być stosowany do długotrwałego (do 30 dni) ciągłego drenażu. Dzięki unikalnemu, opatentowanemu rozwiązaniu Victoria Thorax umożliwia pełną moc ssania nawet podczas drenażu,
- **Specyfikacja:**
 - Agregat bezobsługowy zaprojektowany do pracy ciągłej,
 - Obudowa wykonana z bardzo wytrzymałego, nietłukącego, ognioodpornego materiału z ochroną UV,
 - Korpus pompy wykonany jest ze stopu aluminium,
 - Wskaźnik oznaczony kolorami do bezpiecznego zarządzania próżnią,
 - Zabezpieczenie przed przepiętnieniem,
 - Bezpieczny regulator podciśnienia,
 - Płynna regulacja siły ssania,
 - Podświetlany włącznik/wyłącznik,
 - Wydajność: 38 l/min,
 - Max podciśnienie: 90 kpa,
 - Drenaż: 0 - 40 cm H₂O,
 - System tłumienia hałasu i wibracji zapewniający wyjątkowo cichą i płynną pracę przy niewiarygodnie niskim poziomie hałasu 39,4 dB
 - Wielorazowy słój z poliwęglanu o pojemności 1 L posiada :
 - Szeroką, czytelną z każdej strony skalę,
 - Zastawkę działającą jako zintegrowany filtr przeciwbakteryjny,
 - Wkład workowy o pojemności 1 L z poliolefiny,
 - Montowany na szynie za pomocą kości,
 - Wygodny uchwyt transportowy,
- **W zestawie:**
 - Słój o pojemności 1 L firmy Seers,
 - Wkład jednorazowy o pojemności 1 L,
 - Wąż ssący o długości 300 cm,
 - Kość ze śrubą do montażu słoja,
- Wymiary: 48 x 24 x 35 cm,
- Waga: 11 kg,
- Kat 03,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

