



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Zestaw do przedmuchiwania RQS (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- **W zestawie:**
  - **Wąż pneumatyczny spiralny 8x5 (5 mb):**
    - Długość: 5 m,
    - Średnica: 12 x 8 mm,
    - Kolor węża: jasnoniebieski,
    - Wąż okuty w szybkozłączkę i wtyczkę typu RQS26 ze sprężyną wzmacniającą,
    - Zakres temperatur: -20°C do +70°C,
    - Ciśnienie robocze przy 23°C: 9 - 12 bar (zależnie od średnicy przewodu),
    - Współczynnik bezpieczeństwa: 3 : 1,
    - Długość robocza: 80 - 90 % długości całkowitej,
    - Długość odcinków prostych: 10 cm / 50 cm,
    - Twardość w skali Shore-a: 95 A,
  - **Pistolet pneumatyczny z tworzywa z dyszą gumową krótką:**
    - Przyłącze: gwint wewnętrzny G1/4",
    - Maksymalne ciśnienie pracy: 11 bar,
    - Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
    - Temperatura pracy: -20o C do +85o C,
  - **Rozgałęźnik (trójnik) pneumatyczny:**
    - 2 x RQS26,
- Waga zestawu: 0,5 kg,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

