



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta/kardiomonitor PHILIPS INTELLIVUE MP50 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez dwa wbudowane akumulatory Li-Ion 10,8 V/6,0 Ah (**brak w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **IntelliVue MP50** jest kardiomonitorem monitorującym wiele funkcji życiowych,
- **Posiada:**
 - Ekran panelowy, wykonany w technologii TFT LCD o przekątnej 12" i pracujący w rozdzielczości SVGA, **posiada widoczne rysy, nie mające wpływu na pracę kardiomonitora**,
 - Obsługę za pomocą ekranu dotykowego, oraz joysticka nawigacyjnego pozwala to na bezpośredni dostęp do wielu funkcji za pomocą prostych poleceń. Na ekranie można wyświetlić maksymalnie 6 krzywych, natomiast na ekranie 12 odprowadzeń EKG można wyświetlić 12 krzywych EKG,
 - **Menu w języku angielskim**,
 - Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
 - Wygodny uchwyt i wytrzymała obudowa ułatwiają przenoszenie,
 - Niestandardowe opcje wyświetlania umożliwiają przeglądanie oraz analizę danych w formacie graficznym i liczbowym, zestawianie pomiarów i trendów w czasie rzeczywistym, a także dowolną konfigurację każdego elementu ekranu - od krzywych po nazwy parametrów,
 - Technologia IntelliVue - dostęp do informacji różnych systemów w szpitalnej sieci — aptecznego, laboratoryjnego, zarządzania EKG, PACS oddziału radiologii, systemów szpitalnych opartych na serwerze i innych — oraz ich dostarczanie do monitora pacjenta,
 - Brak osobnego dysku twardego i wentylatora - monitory IntelliVue są niewielkie, ciche, stabilne i szybko się uruchamiają,
 - Pokrętło nawigacyjne ułatwia wprowadzanie informacji i nawigację po ekranie,
 - Alarmy akustyczne i wizualne,
 - Gniazdo Defib Syncho, LAN,
- **Wyposażony w moduł PHILIP Model M3001A z okablowaniem:**
 - EKG /RESP - Fabrycznie nowy przewód 3 - odprowadzeniowy,
 - SPO2 - Czujnik silikonowy,
 - NIBP - Fabrycznie nowy mankieta z przewodem powietrznym,
 - IBP- Brak czujnika w zestawie (możliwość doposażenia za dopłatą),
 - TEMP - gniazdo złącza temperatury, brak czujnika w zestawie (możliwość doposażenia za dopłatą),
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 22,5 x 36,5 x 34 cm,
- Waga zestawu: 7 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

