



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kolposkop LEISEGANG 1 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Leisegang 1** jest mocowanym do fotela kolposkopem do badań ginekologicznych,
- Osadzony na 2 - częściowym ramieniu,
- Źródło światła: żarówka halogenowa 6 V / 20 W,
- Posiada mechanizm pozwalający na wygodną regulację wysokości kolposkopu w zakresie 33 cm,
- Wyposażony w uchwyt dla lepszej kontroli nad urządzeniem,
- **Płynna manualna regulacja:**
 - Wysokości głowicy kolposkopu na sztycy w zakresie 15 cm,
 - Natężenia światła,
 - Rozstawu źrenic i korekty okularu,
- Wymiary: 90 x 29 x /146 cm,
- Waga: 20 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



