



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Kolposkop LEISEGANG 1 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Leisegang 1** jest mocowanym do fotela kolposkopem do badań ginekologicznych,
- Osadzony na 2 - częściowym ramieniu,
- Źródło światła: żarówka halogenowa 6 V / 20 W,
- Posiada mechanizm pozwalający na wygodną regulację wysokości kolposkopu w zakresie 33 cm,
- Wyposażony w uchwyt dla lepszej kontroli nad urządzeniem,
- **Płynna manualna regulacja:**
  - Wysokości głowicy kolposkopu na sztycy w zakresie 15 cm,
  - Natężenia światła,
  - Rozstawu źrenic i korekty okularu,
- Wymiary: 90 x 29 x /146 cm,
- Waga: 20 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



