



Parownik środków wziewnych DRAGER VAPOR 19.3 (Halotan/Halothane) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Vapor 19.3** to parownik anestetyczny, pozwala na skuteczne i oszczędne podawanie środka wziewnego,
- **Cechy produktu:**
 - Przeznaczony do Halotanu,
 - Objętość parownika: max 200 ml,
 - Temperatura pracy: 15° C - 35° C,
 - Ciśnienie pracy: 700 do 1013 mbar,
 - Płynna regulacja stężenia anestetyku,
 - Unikalna funkcja transportowa - parowniki mogą być przenoszone w dowolnej pozycji. Zabezpieczenie transportowe zapobiega rozlewaniu się środka znieczulającego, dzięki czemu po przetransportowaniu może być natychmiast używany,
 - Wszystkie systemy napełniania zostały skonstruowane specjalnie dla określonych anestetyków wziewnych. Oznacza to wyeliminowanie ryzyka pomyłkowego użycia niewłaściwego środka znieczulającego,
 - W danym parowniku zastosowano mocowanie Dräger (DW-2000),
 - Typ wlewu: Funell Fill,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary ogólne: 16,5 x 10 x 25 cm,
- Waga: 7 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

