



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Parownik środków wziewnych PENLON (DRAGER) SIGMA DELTA. (Izofluran/Isoflurane) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- **Waporyzator Sigma Delta** zapewnia dokładne stężenia w różnych warunkach natężenia przepływu i temperatury, szczególnie przy niskim przepływie,
- **Cechy produktu:**
 - Przeznaczony do Izofluranu,
 - Objętość parownika: max 250 ml,
 - Dzięki doskonałym parametrom pozwala na regulację w szerokim zakresie stężenia koncentracji pary i temperatur, szczególnie przy niskim przepływie,
 - Zakres przepływu roboczego: 0,2 do 15 litrów /min,
 - Unikalna funkcja transportowa - parowniki mogą być przenoszone w dowolnej pozycji. Zabezpieczenie transportowe zapobiega rozlewaniu się środka znieczulającego, dzięki czemu po przetransportowaniu może być natychmiast używany,
 - Wszystkie systemy napełniania zostały skonstruowane specjalnie dla określonych anestetyków wziewnych. Oznacza to wyeliminowanie ryzyka pomyłkowego użycia niewłaściwego środka znieczulającego,
 - W danym parowniku zastosowano mocowanie Selectatec (S-2000),
 - Typ wlewu: Key Fill,
 - Kompatybilny z systemem Drager Plug-In,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary ogólne: 20,5 x 12 x 25 cm,
- Waga: 5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

