



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Negatoskop ELLA N3R (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **ELLA N3R** to negatoskop służący do przeglądania zdjęć rentgenowskich w pracowniach RTG, gabinetach lekarskich, salach operacyjnych, izbach przyjęć, itp.,
- Źródło światła: 2 x świetlówka 15W,
- Płynna regulacja natężenia światła,
- Równomierne oświetlenie ekranu,
- Łatwa obsługa serwisowa,
- Przystosowany do mocowanie na ścianie,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
- Wymiary:
  - Ogólne: 46 x 50 x 14 cm,
  - Ekranu: 40 x 43 cm,
- Waga: 4 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

