



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Negatoskop MAIER DSK 15x30 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **DSK** to urządzenie do przeglądania zdjęć rentgenowskich,
- Trwała metalowa obudowa z pokryta lakierem proszkowym, ułatwia dezynfekcję sprzętu,
- Łatwa obsługa serwisowa (wymiana źródeł światła),
- Równomierne oświetlenie ekranu,
- **Specyfikacja:**
 - Źródło światła: dwie świetlówki 8 W,
 - Regulacja luminancji: Nie,
- Negatoskop można powiesić na ścianie lub postawić na blacie,
- Wymiary:
 - Ogólne: 7 x 37 x 22,5 cm,
 - Ekranu: 32 x 14,5 cm,
- Waga: 3 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

