



Ssak medyczny ESCHMANN VP-35 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Realne zdjęcia produktu,
- Produkcji angielskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 0,7 A,
- **VP35** to wysokopróżniowe urządzenie ssące o dużym przepływie,
- **Specyfikacja:**
 - Wysokie natężenie przepływu 35 litrów/min,
 - Wysokie maksymalne podciśnienie 600 mm Hg (- 80 kPa),
- **Wyposażony w:**
 - Wbudowany manometr do regulacji siły ssania,
 - Filtr antybakteryjny, hydrofobowy,
 - Wygodny uchwyt do transportu ssaka,
- Mobilny na czterech kółkach,
- **W zestawie:**
 - Dwa fabrycznie nowe atoklawowalne słoje o pojemności 2000 ml firmy SEERES,
 - Dwa fabrycznie nowe wkład jednorazowy o pojemności 2000 ml,
 - Wąż ssący,
- Wymiary ogólne: 41 x 44 x 67 cm,
- Waga: 14,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

