



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Video-procesor OLYMPUS CV-145 ze źródłem światła CLE-145 (zestaw) (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- **W skład zestawu wchodzi:**
  - **Procesor obrazu OLYMPUS Model CV-145 EVIS EXERA:**
    - Zasilanie: 230 V,
    - Częstotliwość: 50/60 Hz,
    - Automatyczna kontrola balansu bieli,
    - **Posiada następujące wejścia i wyjścia:**
      - MONITOR REMOTE,
      - PRINTER REMOTE, D. FILE REMOTE,
      - USB 2.0 - 2 szt do podłączenia klawiatury,
      - MONITOR OUT,
      - COMP OUT,
      - RGB OUT,
      - Y/C OUT,
      - LIGHT CONTROL,
    - Posiada funkcję FREEZE,
    - Elektroniczne wyostrzenie krawędzi obrazów endoskopowych poprawia obrazowanie i diagnostykę,
    - Możliwość regulacji nasycenia kolorów: czerwony i niebieski,
    - Foliowany panel sterowania,
    - Wymiary: 46 x 36,5 x 7,5 cm,
    - Waga: 8 kg,
  - **Źródło światła OLYMPUS Model CLE-145 EVIS EXERA:**
    - Zasilanie: 230 V,
    - Częstotliwość: 50/60 Hz.,
    - Przystosowane do endoskopów giętkich,
    - Oświetlenie główne i awaryjne: 2 żarówki halogenowe 150 W,
    - Łatwy dostęp do żarówki z boku urządzenia,
    - Żywotność lampy: ok. 50 h przy stałym użytkowaniu,
    - Możliwość sterowania przysłoną,
    - Posiada port LIGHT CONTROL,
    - Foliowany panel sterowania,
    - Automatyczna lub manualna regulacja jasności obrazu,
    - Wbudowana pompka powietrza z elektroniczną regulacją mocy,
    - Wymiary: 45 x 36,5 x 15 cm,
    - Waga: 13 kg,
  - **Klawiatura OLYMPUS MAJ - 844,**
  - **Przewód Light Control MH - 966,**
  - **Buteleczka do płukania endoskopu,**
  - **Przewód Pigtail MAJ - 843,**
  - **Przewody zasilające - 2 szt.,**
- Wymiary ogólne: 45 x 36,5 x 22 cm,
- Waga zestawu: 21 kg,
- Wersja B
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

