



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Sterylizator na suche powietrze MELAG BAEHR Vento 75 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 650 W,
- **MELAG BAEHR Vento 75** to sterylizator na gorące powietrze, jest w pełni bezpiecznym i trwałym urządzeniem. Spełnia wszelkie wymagania w zakresie urządzeń kompaktowych,
- Bezpieczeństwo gwarantuje funkcja automatycznego wyłączenia cyklu sterylizacji włącznie z wyłączeniem zasilania po zakończeniu cyklu,
- Urządzenie może być stosowane w weterynarii i medycynie,
- Sterylizacja sucha,
- Wymuszony obieg powietrza,
- Pojemność: 4,3 L,
- Płynna regulacja temperatury w zakresie 60°C do max. 180° C,
- Posiada wyłącznik czasowy ustawiany w zakresie: 0 - 120 min,
- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, mocna konstrukcja i duża trwałość urządzenia,
- **W zestawie:**
  - Tacka,
  - Uchwyt do tacki,
  - Instrukcja obsługi w języku niemieckim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary:
  - Tacki: 18 x 28 x 2 cm,
  - Komory: 19,5 x 29 x 7,3 cm,
  - Ogólne: 31 x 41,5 x 26 cm,
- Maksymalne obciążenie tacki: 2 kg,
- Waga: 12 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

