



## **Koncentrator tlenu PHILIPS RESPIRONICS EVERFLO OPI (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 W,
- **Philips Respironics Everflo** jest lekkim i łatwym w użyciu koncentrator tlenu,
- Urządzenie wytwarza stężony tlen z powietrza pobranego z otoczenia w celu dostarczenia go pacjentowi wymagającemu terapii tlenowej o niskim przepływie. Tlen z powietrza podlega stężeniu za pomocą sita molekularnego w procesie adsorpcji zmiennociśnieniowej,
- Cichy i oszczędny,
- Wyposażony w miernik przepływu,
- Płynna regulacja przepływu w zakresie 0,5 - 5 L / min,
- Koncentracja tlenu (przy 5 LPM): 93 %,
- Poziom hałas:  $\leq$  40 dB,
- Mobilny na kółkach, wszystkie z hamulcem,
- W zestawie:
  - Kaniula nosowa lub maska tlenowa z drenem o długości 2,1 m (**do wyboru przez klienta**),
  - Nawilżacz (butelka),
  - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
- Wymiary: 38 x 25 x 59 cm,
- Waga: 14 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

