



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Negatoskop ULTRAVIOL NGP-10 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 145 VA,
- **NGP-10** to urządzenie do przeglądania zdjęć rentgenowskich,
- Trwała estetyczna obudowa pokryta lakierem proszkowym, ułatwia dezynfekcję sprzętu,
- Łatwa obsługa serwisowa (wymiana źródeł światła),
- Negatoskop emituje światło białe (Day Light) o temp. barwowej 6500K,
- **Specyfikacja:**
 - Źródło światła: cztery świetlówki F15W/54 - 765,
 - Luminancja ekranu: 4200 cd / m² ±25%,
 - Regulacja luminancji: Nie,
- Jednolity ekran,
- Negatoskop można powiesić na ścianie lub postawić na blacie,
- Wymiary:
 - Ogólne: 9,5 x 40 x 52 cm,
 - Ekranu: 36 x 43 cm,
- Waga: 4,9 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

