



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Audiometr diagnostyczny ZALMED AAD-80 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 100 VA,
- Funkcja automatycznego oraz manualnego badania słuchu,
- Dwa kanały,
- Częstotliwość modulacji: od 0,2 do 4 Hz,
- Głębokość modulacji od 0,25 do 4 Hz,
- Częstotliwość od 250 Hz do 8000 Hz,
- Funkcja SISI,
- Wbudowany głośnik,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku polskim,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Słuchawki Tonsil SD-307,
 - Słuchawka kostna B-71,
 - Przyciski pacjenta,
- Wymiary: 47 x 47 x 21 cm,
- Waga: 16 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

